



RAIZER® by Liftup

Siège de relevage ultramoderne

Le nouveau siège de relevage breveté de Liftup est une solution rapide et sûre quand une personne est tombée et qu'elle a besoin d'aide pour se relever ou s'asseoir.

Égalité des chances

Tous les jours, des milliers de personnes âgées et de personnes avec un handicap physique tombent, sans pouvoir se relever seules. Le nouveau Raizer de Liftup peut être facilement monté et manipulé par une seule personne. La personne qui est tombée peut être relevée de manière sûre, sans forcer, et en quelques minutes.

Manipulation facile

L'aidant peut facilement manipuler le Raizer sans vraiment faire d'effort physique, tout en observant et en s'occupant de la personne tombée, comme en soutenant sa tête pendant le transfert. Le Raizer est une solution idéale pour le personnel soignant ainsi que pour les ambulanciers et toutes les personnes qui manipulent et transfèrent des personnes en général. Le Raizer est léger et facile à transporter. On le transporte en kit sur le lieu où il sera utilisé. Le Raizer est facilement

assemblé et disposé autour de la personne tombée sans forcer, ni de la part de la victime, ni de la part de l'aidant. Le Raizer fonctionne avec une batterie et peut être accompagné d'une télécommande, en option.

La sécurité en priorité

Pour une personne tombée, il est capital qu'elle se sente en sécurité pendant le transfert vers la station debout ou assise. À tout moment, durant le transfert avec le Raizer, la personne doit rester en contact permanent avec le sol et avoir un contact physique et du regard avec l'aidant. L'aidant peut effectuer le transfert sans forcer sur le dos. Avec le Raizer, on peut transférer des personnes pesant jusqu'à 150 kg. Le déplacement est paisible et tranquille, et pour un confort optimal, le Raizer est muni d'une ceinture de sécurité.

AVANTAGES

- Siège mobile pour passer du sol à une position assise ou debout.
- Effort physique minimum pour l'aidant
- La personne tombée et l'aidant se sentent tous les deux à l'aise et en sécurité durant le processus
- Facile à transporter dans 2 sacs légers
- Montage avant manipulation : 3 minutes maximum
- Facile à nettoyer
- Demande de brevet déposée



RAIZER

Caractéristiques techniques

- Capacité de levage : Max. 150 kg
- Temps de levage : 20-30 sec
- Poids :
Siège 9 kg + pieds et dossier 4 kg
– total 13 kg
- Chargeur (2 pièces) :
Soniel 12 V 100-240 V et adaptateur de voiture 12 V.
- Nombre de levages à pleine charge :
40 à charge maximale.
Environ 100 à charge moyenne.
- Temps de chargement : 6 heures maximum.
- Chargement de la batterie vide :
10–15 mn = 1 transfert
- Estampillé CE



SCANNEZ
Pour plus d'information &
Revendeurs les plus proches

Équipement en option pour le Raizer

- Télécommande
- Sangle de Torse
- Couverture de hygiène
- Trolley
- Rous pour l'escalier (trolley)
- Bandes de bicyclette (trolley)